

Objednáací číslo: 2712

Masážní olej, který díky obsaženým složkám může mít jemné prokrvující, protizánětlivé a protibolestivé účinky. Těší se velké oblibě u lidí trpících artritidou. Schopnost podpory zlepšené tvorby kloubního maziva a protibolestivé účinky dovedou ocenit i postižení artrózou. Jeho účinky využijí také ti, které trápí problém zkracování šlach. Masáž je v tomto případě nutno provádět alespoň 2× denně. Je evidentní, že masážní olej THERMOTON je mnohoúčelový přípravek s vynikajícími terapeutickými vlastnostmi, které jsou dané díky použitým éterickým olejům. Nejednou jsem již od maserů slyšel, že lepší přípravek ještě v rukou neměli.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: mandlový, kanolový, z pšeničných klíčků, atd. Rostlinné maceráty: třezalkový, arnikový, kaštanový. Lecitin. Éterické oleje: skořicový, rozmarýnový, jalovcový, majoránkový, atd. Vitamíny A, E, F.

Použití: Masážní olej THERMOTON vmasírujeme do postižených míst. Podstatného zvýšení aromaterapeutického účinku dosáhneme provedením zábalu do FÓLIE PRO ZÁBALY na postiženém místě po masáži. Trvání zábalu se pohybuje zhruba kolem jedné hodiny. Ošetření se provádí dle závažnosti problému 2–3× týdně, u těžších problémů se nabízí i možnost každodenní aplikace přípravku. Nutno zdůraznit, že ani tento přípravek nepracuje na tzv. tabletovém principu, kdy účinek nastoupí za půl hodiny a za další dvě hodiny přestává působit. Zde je nutné absolvovat dlouhodobější kúru. Dosažené výsledky pravidelného používání přípravku pak mají dlouhotrvající charakter.

INCI: Arnica montana Flower Oil, Aesculus hippocastanum Oil, Hypericum perforatum Flower Extract, Triticum vulgare Germ Oil, Canola Oil, Glycine soja Oil, Prunus amygdalus Dulcis Oil, Lecithin, Tocopheryl acetat, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Juniperus communis Fruit Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Retinyl palmitate, Origanum majorana Flower Oil, Cinnamomum ceylanicum Leaf Oil

Skladování: Uvedená trvanlivost přípravku se uchováváním v temném a chladném prostředí podstatně prodlužuje (nejlépe v chladničce při teplotě 6–10°C).

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.